

	ANEXO II ACTA DE RECEPCIÓN DE PATRÓN VIAJERO		Página 1 de 1

Nombre de Ensayo de Aptitud: L-26 Calibración de bloques patrón cortos rectangulares métricos de acero 10 mm, 50 mm y 30 mm				
Laboratorio participante receptor de patrón				
Nombre del técnico del Laboratorio que recibe el patrón				
Cédula de identidad de técnico receptor del patrón				
Cargo de técnico receptor del patrón				
Correo electrónico				
Teléfono				
Recibió todo el contenido indicado en la descripción del instrumento.	SI	NO	Detallar en observaciones (si aplica)	
Descripción de condiciones del equipo (Adjuntar registro fotográfico)	Adecuado	Con Observ.	Inadecuado	Obs:
Fecha y hora de recepción				Recibió según lo programado
				SI
Nombre y Firma Jefe de laboratorio				
Descripción del instrumento Nombre : Bloques patrón cortos 10 mm 50 mm y 100 mm Marca : Mitutoyo Código : ===== Identificación : L-26 Serie : 10 mm: 955430 50 mm: 953697 100 mm: 951832	Elementos adicionales incluidos			Tiket
	El patrón viajero tiene el siguiente embalaje. Tiquear cada elemento de la lista.			✓
	Maleta de transporte y en su interior acolchada.			
	Embalaje interior: caja de plástico acolchada, bloques patrón envueltos en papel.			
	Bloques patrón lubricados con aceite anticorrosivo			
La entrega del patrón viajero debe ser con los mismos elementos de embalaje.				

Indicar patrones de medición que utilizará para la calibración:			
Patrones:			
Modelo:			
Fabricante:			
Certificado N°:			

Observaciones.
 En caso de que el transporte del patrón viajero se realice mediante una empresa de transporte, la maleta deberá ser sellada con amarras plásticas (tipo tiras) o similar, con el fin de prevenir su apertura por parte de personas no autorizadas.